

お客様各位**TOC 計用試薬カートリッジのデザイン変更案内**

対象機種: 900 / 5310 C / 800 / InnovOx

詳細:

持続的な製品品質向上の作業の結果、Sievers TOC 計に使用するリン酸／酸化剤試薬カートリッジの新デザインをリリースすることになりました。お客様からの声を元にし、試薬漏れの要因を低減させ、使用後に簡単に試薬を排出し廃棄できるようにカートリッジのデザインを変更しました。

全体のデザインや部品に変更がありますが、試薬カートリッジの大きさや取り付け方法、機能に変更はありません。旧デザインのリン酸／酸化剤試薬との互換性に関する厳密な試験を実施し、製品品質に相違ないことが確認されています。

推奨される対応:

新しいカートリッジの品番については以下を参照ください。旧デザインのカートリッジの在庫が無くなり次第、新デザインのカートリッジでの発送に切り替えさせていただきます。旧デザインのカートリッジを在庫しているお客様は引き続き使用可能です。

注記: 810 型を使用しているお客様に対しては旧デザインの在庫が無くなるまでリン酸試薬カートリッジ(小)を供給します。在庫が無くなったらお知らせしますが、それ以降は新しいデザインのリン酸カートリッジ(大)を供給することとなります。

旧デザインの品番	内容	新デザインの品番
SCAPF 90150-01	酸化剤試薬カートリッジ(小)	SCAPF 90150-02
SCAPF 90300-01	酸化剤試薬カートリッジ(大)	SCAPF 90300-02
SCAPF 90310-01	リン酸試薬カートリッジ(大)	SCAPF 90310-02
SCAPF 80010-02	リン酸試薬カートリッジ(小)810 型用	在庫が無くなり次第 SCAPF 90310-02

～ 製品に対するお問い合わせ先 ～

セントラル科学株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-23-14 ショウエイビル

TEL 03-3812-9186 FAX 03-3814-7538

URL <http://www.aqua-ckc.jp> e-mail central@aqua-ckc.co.jp

