

2024年5月吉日

お客様各位

セントラル科学株式会社


☎03-3812-9186 / FAX03-3814-7538

インターフェックス出展のご案内

6月26日(水)から6月28日(金)までの3日間、第26回インターフェックス Week 東京のプロセス検査・測定ゾーンに出展いたします。

弊社ブースでは Siever ブランドの製品に特化し、新発売のバイオバーデン迅速測定装置 ^{ソレイユ}Soleil から TOC 計 M9 まで幅広いラインナップで展示します。

【ブース位置】



【出展概要】

会 期：2024年6月26日(水)～6月28日(金)

会 場：東京ビッグサイト

小間位置：プロセス検査・測定ゾーン 32-16

入 場 料：無料 ※事前登録制

来場登録：右記QRコードより

来場登録をお願いいたします。

【来場登録】



【出展製品】

バイオバーデン迅速測定装置



ソレイユ
Soleil



エンドトキシン計
エクリプス
Eclipse

TOC 計 M9 ラボ型



その他展示品



(詳細は裏面をご参照ください)

【会場内セミナー情報】

タイトル：TOC と迅速微生物測定による製造水の品質管理・洗浄評価

会 場：インターフェックスエリア内 化粧品製品フォーラム B 会場

日 時：6月28日(金) 13:20 ～ 13:50

参 加 費：無料

事前申込：不要。会場に直接お越しください

*席に限りがございますので当日聴講いただけない可能性もございます。予めご了承ください。

セミナー開催します
ぜひご来場ください!

【出展製品詳細】

バイオバーデン迅速測定装置

ソレイユ
Soleil

100mL 中 10 個未満の生菌数を正確に検出！
迅速で簡単なプロセス管理による時短・リスク削減・コスト削減

- ハイスループットフローサイトメトリー法
- 測定時間 45 分以内
- 公定法との高い同等性



アプリケーション例：
・製薬用水の品質管理
・洗浄バリデーション
・プロセス管理
・原材料受入試験
・製品出荷試験

エンドトキシン計

エクリプス
Eclipse

独自のマイクロ流体技術でアッセイ合理化！
ソフトウェアのガイダンス通り操作するだけ！

- セットアップ時間わずか 9 分
- ピペット操作が少なく作業員の負荷軽減
- ライセート試薬量 90%削減
→カプトガニの生態保護に貢献



TOC 計

M9 ラボ型

キャリアガス不要！

小型/迅速/簡単/正確な TOC 測定！

- 3 局適合 TOC 計
- 21 CFR part11 対応の Data Guard 機能

アプリケーション例：

製造用水の管理、洗浄バリデーションなど




データ管理ソフトウェア

エリート
DataShare Elite

新旧モデルの Sievers TOC 計のデータを一括管理！

- データ（測定結果/監査証跡）の電子署名機能
- 1 台の PC から複数のラボ/オンライン TOC 計にアクセス可能
- データレビューのための旧 PC 保管が不要



セントラル科学株式会社

本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-3東京富山会館ビル TEL.03(3812)9186(代)
FAX.03(3814)7538

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18新大阪和幸ビル TEL.06(6392)1978(代)

URL <https://aqua-ckc.jp/>