

2025年1月吉日

お客様各位

セントラル科学株式会社

☎03-3812-9186 / FAX03-3814-7538

## インターフェックス大阪 出展のご案内

2月25日(火)から2月27日(木)までの3日間、第11回インターフェックス Week 大阪の包装/プロセス測定・検査ゾーンに出展いたします。

昨年のインターフェックス Week 東京にて大好評をいただいたバイオバーデン迅速測定装置 <sup>ソレイユ</sup>Soleilを中心に、製薬用水に活用いただける Sievers TOC 計、エンドトキシン計をラインナップに加え展示します。

### 【出展概要】

会 期：2025年2月25日(火)～2月27日(木)  
会 場：インテックス大阪  
小間位置：5号館 包装/プロセス測定・検査ゾーン7-12  
入 場 料：無料 ※事前登録制  
来場登録：右記QRコードより  
来場登録をお願いいたします。

【来場登録】



### 【出展製品】

**Sievers**  
**バイオバーデン**  
**迅速測定装置**  
**ソレイユ**  
**Soleil**



**Sievers エンドトキシン計**  
**エクリプス**  
**Eclipse**



**Sievers TOC 計 M9**



(詳細は裏面をご参照ください)

### 【会場内セミナー情報】

タイトル：微生物迅速分析装置 Sievers Soleil と汚染管理戦略  
会 場：出展社セミナー会場① (4号館)  
日 時：2月27日(木) 14:10 ～ 14:40  
参 加 費：無料  
事前申込：不要。会場に直接お越しください

\*席に限りがございますので当日聴講いただけない可能性もございます。予めご了承ください。

セミナー開催します  
ぜひご来場ください!

## 【出展製品詳細】

### バイオバーデン迅速測定装置

ソレイユ  
Soleil

100mL 中 10 個未満の生菌数を正確に検出！  
迅速で簡単なプロセス管理による時短・リスク削減・コスト削減

- 独自のハイスループットフローサイトメトリー法による直接法
- 測定時間 45 分以内
- 培養法との高い相関性



アプリケーション例：  
・製薬用水の品質管理  
・洗浄バリデーション  
・プロセス管理  
・原材料受入試験  
・製品出荷試験

### エンドトキシン計

エクリプス  
Eclipse

独自のマイクロ流体技術でアッセイ合理化！  
ソフトウェアのガイダンス通り操作するだけ！

- セットアップ時間わずか 9 分
- ピペット操作が少なくエラー率が大幅低減
- ライセート試薬量 90%削減  
→カプトガニの生態保護に貢献



### TOC 計

M9 ラボ型

キャリアガス不要！  
小型/迅速/簡単/正確な TOC 測定！

- 3 局適合 TOC 計
  - 21 CFR part11 対応の Data Guard 機能
  - ラボ、ポータブル、オンライン型の 3 タイプ
- アプリケーション例：  
製造用水の管理、洗浄バリデーションなど



### データ管理ソフトウェア

エリート  
DataShare Elite

新旧モデルの Sievers TOC 計のデータを一括管理！

- データ（測定結果/監査証跡）の電子署名機能
- 1 台の PC から複数のラボ/オンライン TOC 計にアクセス可能
- データレビューのための旧 PC 保管が不要



セントラル科学株式会社

本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-3東京富士山合歓ビル TEL.03(3812)9186(代)

FAX.03(3814)7538

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18新大塚和幸ビル TEL.06(6392)1978(代)

<https://aqua-ckc.jp/>