

新
発売

携帯型 pH計

PAL - pH

キャンペーン価格
¥24,000円



食品・飲料・土壌・水溶性切削油アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。
緩衝液やバッファの測定にも適しているため研究から製造現場まで幅広くサポートします。

- 3滴 × 3秒で測定完了
片付けもラクラク
- 丈夫なフラット電極
保存液不要で安心
- 防水・丸洗い対応

セット内容



PAL-pH 本体



シリコンカバー



校正液 約10mL
(4.01、6.86、9.18)

項目	内容
測定範囲	pH 0.00 ~ 14.00
分解能	pH 0.01
測定精度	pH± 0.10
測定時間	約3 秒
サンプル量	約0.6 mL (約3滴)
測定方式	ガラス電極式 (フラット電極)
校正	pH 4.01, 6.86, 9.18 (2点・3点校正選択可能)
防水性能	IP65 (本体丸洗い可)
温度補正範囲	10~40 °C
電源	単4 アルカリ電池× 2 本
データ保存	最大100データ/NFC対応
寸法・重量	約55 × 31 × 109 mm/ 約100 g (電池含む)
商品コード	C60835-00001