

調製済

Sievers®

希釈不要！すぐに使える

TOC標準液

商品コード	商品名	セット内容
SSTD90039-01	日局適合性SDBS標準液セット	① ブランク水(40mL) 1本 ② 500µg C/L ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム標準液 (40mL) 1本
SSTD31004-01	USPシステム適合性試験標準液セット	① ブランク水(40mL) 1本 ② 500µg C/L ショ糖標準液(40mL) 1本 ③ 500µg C/L ベンゾキノン標準液(40mL) 1本

◆ NIST検査証明書付き

すべての標準液にNIST検査証明書をお付けしている
高品質な標準液です。

◆ あらゆるメーカーのTOC計に使用可能

Sievers®ブランドのTOC計の他、多くのメーカーの
TOC計でご利用いただけます。



- Sievers 標準液とは -

日々の業務をサポート

Sievers®が提供する高品質な標準液は薬局方の
要求事項を満たしています。
標準液を自家調製する手間を省き、業務負荷
を軽減させます。

Sievers®の徹底した品質管理

- ISO17025およびISO17034を取得
- 第三者機関による定期的な監査

表記以外の標準液も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。



セントラル科学株式会社

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海2-1-40 晴海プライムスクエア
TEL. 03-3812-0226 FAX. 03-3814-7538

大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL. 06-6392-1978 FAX. 06-6392-1971

URL <https://aqua-ckc.jp>