

ラボ用マルチ水質測定器

InoLab Multi 9310シリーズ

水質4項目を1台で！

pH / ORP

DO

導電率

濁度



主な特長

- センサー交換により、1～4項目測定可能
- pH測定時に便利なQSC*¹、CMC*²機能
- PCへの出力、ソフトウェアアップデート可能

*¹QSC（センサー品質制御）：pHセンサーの状態を確認可能

*²CMC（連続測定制御）：校正範囲を表示し、測定結果が校正範囲かどうかを一目で判断

BOD測定にも！

便利なオプション部品

- 電極先端攪拌子で気泡除去、流速を安定
- フラン瓶からの試料のこぼれを防止
- 電極の高さ調整が可能



こぼさない
&
電極を固定

攪拌
&
回収も簡単



電極ラインナップ

pH / ORP

型式	SenTix 940	SenTix 950	SenTix 980	SenTix 900 ORP
商品コード	W103740	W103750	W103780	W103791
pH/ORP 範囲/精度	pH 0.000～14.000/±0.004			±1200mV / ±0.2
温度 範囲/精度	0～80° C / ±0.2° C		0～100° C / ±0.2° C	0～100° C / —
電極内部液	ゲル	3 mol/L KCl		
膜タイプ	円筒形		円錐形	—
ジャンクション	ファイバー	セラミック	白金線	セラミック
電極材質	PPE / PS	ポリアミド	ガラス	
電極寸法	120±2 (L) × 12±0.5 (Φ) mm			

DO

型式	FDO925
商品コード	W201300
DO 範囲/精度	0.00 ～ 20.00 mg/L / 測定値の±0.5%
飽和率 範囲/精度	0.0 ～ 200.0%
酸素分圧 範囲/精度	0.0 ～ 400 mbar
温度 範囲/精度	0 ～ 50.0 ° C
センサーキャップ	45度 傾斜
電極材質	POM、ステンレス、PVC、シリコン、PMMA、PV、FPM
電極寸法	140±1 (L) × 15.3±0.2 (Φ) mm

本体仕様

測定項目	pH/ORP、DO、導電率、濁度
メモリ	手動：500件 自動：4,500件
インターフェース	USB Mini-B
表示	モノクロ
プリンター機能	9310P型は内蔵
電源	AC100～240V、50/60Hz 1.5V 単三乾電池4本 USB-Bポート経由（充電機能なし）
寸法	9310型：240 (W) × 190 (D) × 80 (H) mm 9310P型：290 (W) × 190 (D) × 80 (H) mm
質量	9310型：約0.8 kg 9310P型：約1.0 kg

導電率

型式	TetraCon 925	LR 925/01
商品コード	W301710	W301720
電極種類	4電極式、グラファイト製	2電極式、ステンレス製
導電率 範囲/精度	0.0μS/cm～2,000mS/cm / 測定値の±0.5%	0.01～199.9 μS/cm / 測定値の±0.5%
比抵抗 範囲/精度	0.50Ω・cm ～9.99 MΩ・cm / 測定値の±0.5%	5.00kΩ・cm ～9.99 MΩ・cm / 測定値の±0.5%
塩分 範囲/精度	0.0～70.0 / 測定値の±0.5%	—
TDS 範囲/精度	0～1,999mg/L：0.0～199.9g/L / 測定値の±0.5%	—
温度 範囲/精度	—5～100° C / ±0.1 ° C	
電極材質	PPSU	ステンレス、POM
電極寸法	120±1 (L) × 15.3±0.2 (Φ) mm	120±1 (L)×12±0.5 (Φ) mm

濁度

型式	VisoTurb 900 (-P)
商品コード	W600700
測定範囲	0.0 ～ 4000.0 FNU/NTU
測定方式	90度散乱光測定方式（ISO 7027 / DIN EN 27027 準拠）
光源	赤外線LED（860nm ± 15nm）
測定精度	0～999FNU：±0.3FNUあるいは±2%のどちらか大きい方 1000～4000FNU：測定値の±5%
寸法	222 mm (L) × センサー先端Φ 15.8mm
質量	約83 g

InoLab Multi 9310シリーズ

機種名	構成内容	商品コード
inoLab Multi 9310	本体、標準付属品	W1FD350
inoLab Multi 9310P	本体（プリンター内蔵）、標準付属品	W1FD350P
inoLab Multi 9310 セット1	本体、pH電極：SenTix940、pH標準液、3M KCl、標準付属品	W1FD351
inoLab Multi 9310 セット2	本体、pH電極：SenTix980、pH標準液、3M KCl、標準付属品	W1FD352
inoLab Multi 9310 セット3	本体、導電率電極：TetraCon925、導電率標準液、標準付属品	W1FD353
inoLab Multi 9310 セット4	本体、DO電極：FDO925、標準付属品	W1FD354
inoLab Multi 9310 セットC	本体、pH電極：SenTix940、pH標準液、3M KCl、導電率電極：TetraCon925、導電率標準液、標準付属品	W1FD35C

※標準付属品：電源アダプタ、USBケーブル、スタンド、取扱説明書

※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

Xylem Analytics社WTWブランド 日本総代理店



セントラル科学株式会社

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海2-1-40 晴海プライムスクエア
TEL. 03(3812)9186(代) FAX. 03(3814)7538
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL. 06(6392)1978(代) FAX. 06(6392)1971

URL <https://aqua-ckc.jp/>