

Sievers®

調製済

希釈不要！すぐに使える

TOC標準液

商品コード	商品名	セット内容 ※40mLバイアル入
SSTD90039-01	日局適合性SDBS標準液セット	・ブランク水 1本 ・500ppb ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム標準液 1本
SSTD31004-01	USPシステム適合性試験標準液セット	・ブランク水 1本 ・500 ppb ショ糖標準液 1本 ・500 ppb ベンゾキノン標準液 1本
SSTD31035-01	EPシステム適合性試験標準液セット	・ブランク水 1本 ・500 ppb ショ糖標準液 1本 ・500 ppb ベンゾキノン標準液 1本

*2026年7月1日に欧州薬局方(EP 12.3)が改訂され、ショ糖標準液とベンゾキノン標準液の標準品がChemical Reference Substances(CRS)へ変わりました。EPではCRSが唯一の一次標準物質と位置付けられるため、USP標準品などの代替品を使用する場合は、EP CRSとの同等性試験等が必要になります。

★USP標準品とEP標準品の成分は同一、原料の供給元のみ異なります。★EP標準品原料供給元：EDQM(欧州医薬品品質機構)

NIST検査証明書付き

すべての標準液にNIST検査証明書をお付けしている高品質な標準液です。

あらゆるメーカーのTOC計に使用可能

Sievers®ブランドのTOC計のほか、多くのメーカーのTOC計でご利用いただけます。



NIST検査証明書は弊社HPよりダウンロードいただけます

- Sievers 標準液とは -

日々の業務をサポート

Sievers®が提供する高品質な標準液は薬局方の要求事項を満たしています。標準液を自家調製する手間を省き、業務負荷を軽減させます。

Sievers®の徹底した品質管理

- ISO17025およびISO17034を取得
- 第三者機関による定期的な監査

表記以外の標準液も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。



セントラル科学株式会社

本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-3東京富山会館ビル TEL. 03(3812)9186(代)

FAX. 03(3814)7538

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18新大阪和幸ビル TEL. 06(6392)1978(代)

URL <https://aqua-ckc.jp/>