

2026 年 10 月吉日

お客様各位

セントラル科学株式会社

インターフェックス カンファレンス福岡 2026 出展のご案内

2026 年 11 月 11 日（水）に開催される標題の展示会にて、ポスター展示をいたします。

弊社ブースでは Sievers ブランドの製品を中心とした製薬用水管理に使用される測定器をご紹介します。

インターネットカンファレンスでは初の福岡開催になりますので、この機会にぜひ弊社ブースまでお立ち寄りください。

【出展概要】

会 期： 2026 年 11 月 11 日(水) 10:00~16:00

会 場： 福岡 NCB ホール(博多駅 徒歩 4 分)

入 場 料： 無料

<ご案内製品>



【同時開催セミナー】

◇10:00~11:30

①『中外製薬工業のスマートファクトリーの実現に向けて』

中外製薬工業(株) デジタルエンジニアリング部 課長 保坂 英明 氏

②『全自動タブレット充填ラインと無菌アイソレーター』

(株)SKAN JAPAN 代表取締役 潮田 江次 氏

◇11:30~13:00

『沢井製薬におけるニトロソアミン課題に対する取り組み』

沢井製薬(株) 研究開発本部 物性研究部 理事 部長 三村 尚志 氏

◇13:00~14:30

『ビッグデータで切り拓く次世代型製剤開発・生産 ～製剤ライフサイクルを通じた DX～』

アステラス製薬(株) プロダクトリサーチ&ディベロップメント

製剤研究所 製剤開発研究室 研究員 小田 優介 氏

◇11:30~13:00

『沢井製薬(株)第二九州工場新固形剤棟の建設事例』

沢井製薬(株) 生産本部 第二九州工場製造 2 部 工場部長 生嶋 一貴 氏

注目製品：

TOC 計 Sievers M9 型



3局適合×データインテグリティ対応×キャリアガス不要

◎ こんなお悩みありませんか？

- ・ キャリアガスの管理が面倒
- ・ 低濃度測定が安定しない
- ・ 検量線作成に時間がかかる
- ・ 現場で測定ができない

💡 Sievers M9 型が解決します！

- ・ キャリアガス不要
- ・ 50ppb 未満も安定測定
- ・ 校正頻度は年 1 回
- ・ ポータブル型は現場で測定可能

最新トピックス：

2026 年 7 月 1 日に欧州薬局方（EP）が改訂されました

この変更点の中で特に影響が大きいのが、

「システム適合性試験用標準液の取り扱い変更」 ---EP 標準品の使用が義務付けられました---

* 製品の出荷先に応じてバリデーション方法が変わりました *

EP 市場向けのみ

→EP 標準品のみを使用してバリデーションを実施

EP および USP 市場向け

→USP 標準品と EP 標準品の両方を使用してバリデーションを実施

～そのほかの変更点および詳細は弊社ブースまでご来場ください！～

その他製品紹介：



バイオバーデン迅速測定装置

Sievers Soleil

- ・ ハイスループットフローサイトメトリー法
- ・ 測定時間 45 分以内
- ・ 培養法との高い同等性



エンドトキシ計

Sievers Eclipse

- ・ 3局適合
- ・ ピペット操作少、人的ミス削減
- ・ ライセート試薬使用量 90%削減



セントラル科学株式会社

本 社 〒104-0053 東京都中央区晴海 4-1-20 晴海プライムスクエア 3F
TEL：03-3812-0226
大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL：06-6392-1978
HP：https://aqua-ckc.jp