

Sievers 褐色TOCバイアル



SUEZは、汎用バイアルから低レベル分析のための洗浄保証付バイアルまで、様々なニーズに合った幅広いサンプルバイアルを用意しています。

Sievers 40 mL 褐色TOCバイアルは、光の暴露によるサンプル劣化を防ぎ、EPAの「汚染物質のないサンプルコンテナの仕様とガイダンス」に適合します¹。このガイダンスでは、褐色ガラス製のサンプリング容器を特に推奨しています。

製品の詳細

褐色TOCバイアルは、サンプルを光から保護するのに理想的です。Sievers 褐色TOCバイアルには2種類のラインアップがあります。

褐色TOCバイアル

製品コード:HMI 90708-01

- 1ケースあたり72本入
- TOC 100ppb未満
- 40mLの褐色ガラスバイアル
- セプタム&キャップ付

環境分野&プロセス管理のアプリケーションに適しています。最終放流水、浄水場における処理原水(河川水・地下水)、水道水などの用途で使われません。

洗浄保証付褐色TOCバイアル

製品コード:HMI 90608-01

- 1ケースあたり72本入
- TOC 10ppb未満、洗浄保証書付
- 40mLの褐色ガラスバイアル
- セプタム&キャップ付

製薬用水や高度処理水など、低濃度のアプリケーションに適しています。コンタミやサンプリングエラーのリスクを低減することができます。

各ロットは品質試験を受けており、適合証明書が添付されています。

参考文献

1. EPA OSWER Directive #9240.005A
<https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=2001266X.TXT>

(翻訳: セントラル科学株式会社)

*Trademark of SUEZ, may be registered in one or more countries.

©2021 SUEZ. All rights reserved.

300 00358 Rev.A