

上水・用水向け水質測定器選定ガイド

測定項目	製品名	型式	製品概要	定価
多項目	吸光度式多項目水質測定器	photoLab 7100/7600 (フォトラボ)	重金属から窒素・りんまで1台で多種類の水質測定ができる分析ソフトがプログラム済の測定器	¥650,000～
	携帯用水質測定器	pHotoFlex (フォトフレックス)	窒素、りん他80種類のプログラム内蔵の携帯用吸光度計です	¥250,000～
	携帯型多項目水質測定器	MD600	窒素、りん他70種類以上のプログラム内蔵の携帯用吸光度計です	¥195,000～
残留塩素	携帯用残留塩素計	MD100	手の中に収まる小型・軽量の残留塩素計。試薬付	¥68,000～
	携帯用水質検査キット	Checkit (チェックキット)	電源不要で、誰でも簡単・手軽に使える残留塩素測定キット	¥8,000～
濁度	オンライン濁度計	PTV1000 WL	上水高度処理など高品質ろ過水中の低濁度の連続測定に最適な濁度計。 測定範囲：0.0001～100mg/L PSL	¥800,000～
	携帯用濁度計	TB250 WL	90度散乱光方式、光源にケルゲンランプを採用した携帯用濁度計です	¥180,000～
TOC	TOC分析計	Sievers M5310C 5ホウ型 (シーバース)	ガス透過膜式導電率測定方式のTOC計。ラボ、ポータブル、オンラインの3機種があります。	お問い合わせください。
	オンラインTOC分析計	Sievers M5310C オンライン型 (シーバース)	ガス透過膜式導電率測定方式のTOC計。オンラインで水道水等のTOCを無試薬で測定。	お問い合わせください。
導電率	携帯用導電率計	SD320 Con	現場測定やフィールド調査に最適な導電率計。IP67防水構造	¥119,000～
	携帯用導電率計	SensoDirect Con110	シンプルで使い易い導電率計。	¥30,000 (ケース付)
pH	携帯用pH計	SD300 pH	現場測定やフィールド調査に最適なpH計。IP67防水構造	¥98,000～
	携帯用pH計	SensoDirect pH 110 (センソダイレクト)	シンプルで使い易いpH計。水温0～80℃での測定可能	¥35,000 (ケース付)
マルチ測定 (電極法)	ラボ用マルチ水質測定器	inoLab Multi 9000 シリーズ (イノラボ)	センサー交換により、1台でpH、ORP、DO、導電率、濁度、水温、塩分、TDS等の最大3項目までを同時に測定できるラボ用測定器です。	¥160,000～ (本体のみ)
	携帯用マルチ水質測定器	MultiLine 3000シリーズ (マルチライン)	センサー交換により、1台でpH、ORP、DO、導電率、濁度から最大3項目までを同時に測定できる携帯用測定器です。	¥130,000～ (本体のみ)

測定項目	製品名	型式	製品概要	定価
DO	光学式溶存酸素計	Quick DO UD-X	独自のタテ形攪拌機構と新開発の光学センサーにより、99%応答30秒以下を可能にした溶存酸素計です。	¥450,000 (DO電極付)
	光学式携帯用溶存酸素計FDO	Mult3510	校正不要、長期間メンテナンス不要の光学式DO電極を採用した携帯用溶存酸素計です。	¥230,000～
BOD	バイオセンサー式迅速BOD測定器	Quick BOD α5000	BOD測定は約60分の迅速測定。活性汚泥等の現場にある菌を固定化して微生物膜とするため、公定法との高い相関性があります。	¥2,280,000～
	BOD測定器	OxiTopシリーズ (オキトップ)	水銀を使用しない圧力センサー方式のBOD測定器です。OxiTop-i、-IDSの2タイプあり、-IDSタイプは無線通信に対応しています。	¥530,000～
アンモニア	クーロメトリー式アンモニア計	AT-2000	低濃度から高濃度の幅広い測定範囲、そして簡単に短時間測定できます。(0-20mg/L時、1分以内)	¥530,000
	クーロメトリー式アンモニア自動連続測定装置	AT-3000	簡単な操作で短時間で測定できます。また、淡水、海水、着色、濁りを問わずに測定が可能です。	¥3,000,000～
塩素要求量	クーロメトリー式塩素要求量計	CD-2000	塩素処理の日常の水質管理や監視、また大雨による高濁時等の異常時の対策用に最適です。	¥950,000
COD	迅速COD測定器 (簡易COD計)	Quick COD HC-607	水質総量規制対応の簡易COD計 (クーロメトリー方式)。JIS法値自動換算機能付。JIS K-0101/k-0102に準拠	¥410,000～
	吸光度式COD Mn測定セット	—	水質総量規制対応の迅速COD計。試薬・廃液の量はJIS法の20分の1。水質測定器(pHotoFlex)とリアクターで構成されます。	¥440,000～
	重加硫酸法 COD測定器	MD200 COD VARIOセット (ヴァリオセット)	15,000mg/Lまでの幅広い測定範囲に対応した、排水管理に最適なCOD測定器です。	¥250,000
その他	簡易水質検査セット	水レスQ-Ⅱ	飲用の適否判断に！日常の水質検査の他、非常時用としても最適なセット。水質測定器 (残留塩素、pH、濁度、色度、導電率) および試薬、採水器具、照明器具、ピーカー、洗浄びんなど測定現場に必要な試験器材を一括して頑丈で目立つ収納ケースにセット。上水試験方法2011版別冊、掲載製品。	¥348,000

☆各製品の詳細については、下記までお問い合わせください。



本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 5-1-3 東京富士山会館ビル
 TEL. 03-3812-9186(代) FAX. 03-3814-7538
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-6-18 新大阪和幸ビル
 TEL. 06-6392-1978(代) FAX. 06-6392-1971
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-1-9 雲電フレックスビル西館
 TEL. 052-265-9370(代) FAX. 052-252-2268
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-18-30 八重洲博多ビル
 TEL. 092-475-4621(代) FAX. 092-475-4622