

SIEVERS 分析計

製品アラート

Analytical Instruments
6060 Spine Road, Boulder
CO USA 80301
www.sieversinstruments.com

タイトル: InnovOx Firmware 3.10 リリース

文献番号: UPW 19-10, Rev A **リリース日:** 11-Jul-19

適用: 顧客向け

文献トピックス:

Sievers InnovOx TOC 計ファームウェアバージョン 3.10 が利用可能

詳細:

ファームウェアバージョン 3.10 は USB デバイスにデータをエクスポートする際の不具合を修正しました。追加で USB デバイスを分析から安全に取り外すことができることをお知らせするポップアップボックスを表示するようにしました。

新しいファームウェアは SUEZ のウェブサイトからダウンロードできます。

<https://www.suezwatertechnologies.com/sievers-support/software>.

アップグレードキットは ASK 68000-14 としてお買い求めいただくこともできます。アップデート関連製品の詳細は以下の通りです。

品番	詳細
APK 68510-13	InnovOx 3.10 コンパクトフラッシュカードキット
APK 68580-02	InnovOx 3.10 mSATA カードキット
ASK 68000-14	InnovOx ファームウェアアップグレード, v3.10

【文責】セントラル科学株式会社

〒112-0001 東京都文京区白山 5-1-3 東京富山会館ビル

TEL : 03-3812-9186 / FAX : 03-3814-7538 / Mail : ceneral@aqua-ckc.co.jp