

タイトル: イオン交換樹脂カートリッジのデザイン変更

文献番号: UPW 19-11, Rev A **リリース日:** 13-Aug-19

適用: 顧客向け

文献ピックアップ :

この文献は TOC 計 500RL, 500RLe 860, 900/5310C, M9, M9e, 及び M5310C のイオン交換樹脂カートリッジのデザイン変更について案内するものです。

詳細 :

新しいデザインのイオン交換樹脂カートリッジは複数の機種で使用されます。新しいデザインは外観が以前のものとなります。外観を比較した写真を以下に示します。以前のデザインも新しいデザインも設置方法や使用方法、性能に違いはありません。製品番号や仕様も変更はありません。

品番	以前のデザイン	新しいデザイン
900/5310C イオン交換樹脂 (APK 96004-01)		

品番	以前のデザイン	新しいデザイン
500RL, 500RLe と 860 DI リザーバー 樹脂カートリッジ (APK 74160)	 <p>The image shows a resin cartridge with a grey top and bottom. A white label on the front has 'FULL' and 'ADD' markings. A yellow warning triangle with an exclamation mark and the text 'Read Filling Instructions' is attached to the front. The top of the cartridge has a label 'ASM 74110 60613287JR'. Two red caps are visible at the bottom.</p>	  <p>The top image shows a resin cartridge with a grey top and bottom. A white label on the front has 'FUL' and 'ADD' markings. A yellow warning triangle with an exclamation mark and the text 'Read Filling Instructions' is attached to the front. The bottom image is a close-up of the bottom of the cartridge, showing a V-shaped groove on the bottom surface.</p> <p>注記: 新しいデザインの APK 74160 に は V 字の刻み目があります</p>

品番	以前のデザイン	新しいデザイン
M9, M9e, M5310C イオン交換樹脂 (APK 77250-01)	 <p>The image shows the previous design of the ion exchange resin cartridge. It is a vertical cylindrical unit with a grey top cap and a grey bottom fitting. A white label in the center features a red upward-pointing arrow, the text "This End Up", and the part number "ASM 77250-03 60616843". The resin inside is dark and granular.</p>	 <p>The image shows the new design of the ion exchange resin cartridge. It is a vertical cylindrical unit with a grey top fitting and a grey bottom fitting. A white label in the center features a red upward-pointing arrow and the text "This End Up". The resin inside is dark and granular.</p>