

上水・用水向け水質測定器選定ガイド




* 欄右側の数字は、2010/2011総合カタログ・ダイジェスト版の掲載ページ数です。

測定項目	製品名	型式	製品概要	定価	製造元	頁
多項目	吸光度式多項目水質測定器	photoLab 6100/6600 (フォトラボ)	重金属から窒素・りんまで1台で多種類の水質測定ができる分析ソフトがプログラム済の測定器	¥ 650,000～	WTW	P.33
	携帯用水質測定器	pHotoFlex (フォトフレックス)	窒素、りん他80種類のプログラム内蔵の携帯用吸光度計です。	¥ 295,000～	WTW	P.33
	携帯型多項目水質測定器	MaxiDirect (マキシダイレクト)	窒素、りん他70種類以上のプログラム内蔵の携帯用吸光度計です。	¥ 195,000～	Lovibond	P.34
	携帯型多項目水質測定器	MultiDirect (マルチダイレクト)	窒素、りん他70種類以上のプログラム内蔵の携帯用吸光度計です。	¥ 253,000～	Lovibond	P.34
残留塩素	携帯用残留塩素計	CheckitDirect (チェックダイレクト)	携帯／卓上兼用の残留塩素計。試薬付	¥ 86,000～	Lovibond	P.35
	携帯用残留塩素計	MD100	手の中に収まる小型・軽量の残留塩素計。試薬付	¥ 68,000～	Lovibond	P.25
	携帯用水質検査キット	Checkit (チェックキット)	電源不要で、誰でも簡単・手軽に使える残留塩素測定キット	¥ 8,000～	Lovibond	P.25
濁度	ラボ用濁度計	Turb 550/555 (ターブ)	ラボ用の高感度濁度計。550型と555型の2タイプあり。	¥ 378,000～	WTW	P.27
	携帯用濁度計	Turb 430T (ターブ)	フィールド測定からラボ測定まで対応の高精度濁度計です。	¥ 250,000～	WTW	P.27
	携帯用濁度計	TurbiCheck WL (タービチェック)	90度散乱光方式、光源にタングステンランプを採用した携帯用濁度計です。(新製品)	¥ 180,000～	Lovibond	P.28
TOC	TOC分析計	Sievers 5310C ラボ型 (シーバーズ)	ガス透過膜式導電率測定方式のTOC計。ラボ、ポータブル、オンラインの3機種あり。	お問い合わせください。	GEAI	/
	オンラインTOC分析計	Sievers 5310C オンライン型 (シーバーズ)	ガス透過膜式導電率測定方式のTOC計。オンラインで純水・超純水・精製水・注射用水等のTOCと導電率を無試薬で測定。	お問い合わせください。	GEAI	/
	オンラインTOC分析計	Sievers 900 オンライン型 (シーバーズ)	ガス透過膜式導電率測定方式のTOC計。オンラインで純水・超純水・精製水・注射用水等のTOCと導電率を無試薬で測定。	お問い合わせください。	GEAI	/

測定項目	製品名	型式	製品概要	定価	製造元	頁
導電率	ラボ用導電率計	inoLab Cond 700シリーズ (イノラボ)	高感度のラボ用導電率計。データのパソコン出力可能。	¥ 209,000～	WTW	P.12
	携帯用導電率計	ProfiLine Cond 3000シリーズ (プロフライン)	大型液晶表示のフィールド用導電率計	¥ 157,000～	WTW	P.12
	携帯用導電率計	ProfiLine Cond 1970i (プロフライン)	現場測定やフィールド調査に最適な導電率計。電極ケーブルは最大100mまで対応。	¥ 241,000～	WTW	P.12
	ハンディ導電率計	VARIO Cond (ヴァリオ)	タッチ式スクリーンの簡単操作のハンディ導電率計です。	¥ 138,000～	WTW	P.13
pH	ラボ用pH計	inoLab pH 700シリーズ (イノラボ)	高感度のラボ用pH計。データのパソコン出力可能。	¥ 130,000～	WTW	P.9
	ラボ用pH/イオン計	inoLab pH/ION 700シリーズ (イノラボ)	高感度のラボ用pH/イオン計。データのパソコン出力可能。	¥ 318,000～	WTW	P.9
	携帯用pH計	UC-23	携帯用pH計。投げ込み用pH電極もある、人気のロングセラー製品。	¥ 117,000～	CKC	P.10
	携帯用pH計	ProfiLine pH 3000シリーズ (プロフライン)	大型液晶表示のフィールド用pH計	¥ 109,000～	WTW	P.10
	携帯用pH計	ProfiLine pH 1970i (プロフライン)	現場測定やフィールド調査に最適なpH計。電極ケーブルは最大100mまで対応。	¥ 215,000～	WTW	P.9
	携帯用pH計	VARIO pH (ヴァリオ)	タッチ式スクリーンの簡単操作のハンディpH計です。	¥ 74,000～	WTW	P.10
マルチ測定 (電極法)	ラボ用マルチ水質測定器	inoLab Multi 700シリーズ (イノラボ)	1台でpH,ORP,DO,イオン,導電率,水温,塩分,TDS等の複数項目を測定できるラボ用測定器	¥ 261,000～	WTW	P.37
	携帯用マルチ水質測定器	MultiLine 3000シリーズ (マルチライン)	DO,pH,導電率を1台で同時測定・同時表示できる。見やすいカラー表示ディスプレイ。	¥ 182,000～	WTW	P.37
	携帯用マルチ水質測定器	ProfiLine 1970i (プロフライン)	1台でpH,ORP,DO,導電率,塩分の複数項目を測定できる携帯用マルチ測定器。電極ケーブルは最大100mまで対応。	¥ 410,000～	WTW	P.37
有効塩素	次亜塩素酸濃度計 (有効塩素計)	HC-12	次亜塩素酸濃度を短時間、簡単、正確に測定できる、よう素電量滴定方式の有効塩素計。	¥ 572,000～	CKC	P.26
塩素要求量	塩素要求量計	CD-20	原水の塩素要求量を短時間、簡単、正確に測定。塩素注入率や塩素処理の日常管理用に最適。	¥ 830,000～	CKC	P.26

測定項目	製品名	型式	製品概要	定価	製造元	頁
DO (溶存酸素)	 超精密型DOメーター (ULTRA DO)	UD-1	タテ型攪拌機構付の電極により気泡除去できるため高感度、安定測定を可能にしたラボ用DO計	¥ 495,000～	CKC	P.6
	 ラボ用溶存酸素計	inoLab Oxi 700シリーズ (イノラボ)	高感度のラボ用DO計。データのパソコン出力可能。	¥ 335,000～	WTW	P.6
	 携帯用DOメーター	UC-12	ポーラロDO電極による長寿命の携帯用DO計。人気のロングセラー製品。	¥ 242,000～	CKC	P.7
	 携帯用溶存酸素計	CGS-5	センサ寿命は従来品の5～10倍、約1年間電池交換不要のフィールドタイプDO計	¥ 130,000～	CKC	P.8
	 蛍光式 携帯型溶存酸素計	MultiLine(マルチライン) FDO925	校正不要、長期間メンテナンス不要の蛍光式DO電極を採用した携帯用溶存酸素計です。	¥ 263,000～	WTW	P.6
	 携帯用溶存酸素計	ProfiLine Oxi 3000シリーズ (プロファイライン)	大型液晶表示のフィールド用DO計	¥ 209,000～	WTW	P.7
	 携帯用溶存酸素計	ProfiLine Oxi 1970i (プロファイライン)	現場測定やフィールド調査に最適なDO計。電極ケーブルは最大100mまで対応。	¥ 307,000～	WTW	P.7
BOD	 バイオセンサ式 迅速BOD測定器	Quick BOD α 1000	BOD測定は約60分の迅速測定。活性汚泥等の現場にある菌を固定化して微生物膜とするため、公定法との高い相関性がある。	¥ 2,280,000～	CKC	P.14
	 BOD測定器	UCユニット/UDユニット	JIS法のBODをDO電極法により測定。DO計とインキュベーター、フラン瓶で構成されている。	¥ 770,000～	CKC	P.14
	 BOD測定器	OxiTopシリーズ (オキシトップ)	水銀を使用しない圧力センサー方式のBOD測定器。	¥ 464,000～	WTW	P.15
	 微生物燃料電池センサー方式オンラインBOD測定装置	HABS-2000	「微生物燃料電池」技術を採用。測定時間10分。測定範囲: 0～200mg/L	お問い合わせください。	KORBI	/
	 微生物燃料電池センサー方式生物警報装置(毒物モニター)	HATOX-2000	「微生物燃料電池」技術を採用。毒性物質の流入を高感度、迅速に検知。測定周期10分。	お問い合わせください。	KORBI	/


* 欄右側の数字は、2010/2011総合カタログ・ダイジェスト版の掲載ページ数です。

測定項目	製品名	型式	製品概要	定価	製造元	頁
COD	 迅速COD測定器 (簡易COD計)	Quick COD HC-607	水質総量規制対応の簡易COD計(電量滴定方式)。JIS法値自動換算機能付。JIS K-0101/k-0102に準拠。	¥ 395,000～	CKC	P.16
	 吸光度式 COD Mn測定セット	—	水質総量規制対応の迅速COD計。試薬・廃液の量はJIS法の20分の1。水質測定器(pHotoFlex)とリアクターで構成。	¥ 470,000～	CKC	P.16
	 重クロム酸法 COD測定器	CheckitDirect COD VARIOセット (チェックダイレクト)	15,000mg/Lまでの幅広い測定範囲に対応した、排水管理に最適なCOD測定器	¥ 376,000～	Lovibond	P.16

☆各製品の詳細については下記までお問い合わせ下さい。



セントラル科学株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14 ショウエイビル TEL 03(3812)9186(代)
www.aqua-ckc.jp FAX 03(3814)7538
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館 TEL 06(6392)1978(代)
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市東区葵3-15-31 住友生命千種ビル 2階 TEL 052(939)1377(代)
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル TEL 092(475)4621(代)
 フリーダイヤル 東京 0120-12-1176 大阪 0120-06-6323 九州 0120-02-4621