

SenTixシリーズアプリケーション対応表

| ●：メーカー推奨 ○：使用可能アプリケーション | 20, 21-,22 | 41, 41-3, 42, RJD, 940, 940-P | 51, 52, 950, 950-P | 60, 61, 62 | 81, 82, 980, 980- P, 945, 945-P | 91 | H | HW, HWD, HWD-T 900(-P) | Sp, Sp- DIN, Sp-T 900(-P) | Sur | Mic, MIC- D, MIC-B, Micro 900(-P) | ORP, ORP- T 900(-P), PtR, Ag, Au |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|----|---|------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 水族館 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | ORP.., PtR |
| ビール | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | ORP.. |
| 飲料 | | | | ● | ● | ● | | ○ | | | | |
| 漂白剤 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | |
| ボイラー補給水 | | | | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | |
| パン | | | | | | | | | ● | | | |
| チーズ | | | | | | | | | ● | | | |
| コーヒーエキス | | | ○ | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| 凝縮水 | | | | | | | | ● | | | | |
| 化粧品 | | | | | | | | ● | ● | ● | | |
| 希酸 | | | | ● | ● | ● | | ○ | | | | Au, ORP.. |
| 希アルカリ | | | | | | | ● | | | | | |
| 顔料分散剤 | | RJD | | | | | | ● | | | | |
| 蒸留水 | | | | | | | | ● | | | | |
| 飲用水 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | ○ | | | | |
| めっき排水 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| 果物 | | | | | | | | | ● | | | |
| 果汁ジュース | | | ● | ● | ● | ● | | ○ | | | | |
| 脱イオン水 | | | | | | | | ● | | | | |
| ガルバニック浴 | | RJD | ● | ● | ● | ● | | ○ | | | | ● |
| 地下水 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | PtR |
| H ₂ S含溶液 | | RJD | | | | | | ● | | | | PtR |
| 家庭用クリーナー | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | | | |
| レザー | | | | | | | | | | ● | | |
| レモネード | | | ● | ● | ● | ● | | ○ | | | | |
| 肉 | | | | | | | | | ● | | | |
| 牛乳 | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| ミネラルウォーター | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | ○ | | | | |
| 油/乳剤 | | RJD | | | | | | ● | | | | |
| 水性塗料、コーティング | | RJD | | | | | | ● | | | | |
| 紙 | | | | | | | | | | ● | | |
| 紙エキス | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| タンパク質含液 | | | | ● | ● | ● | | ● | | | MIC-D/-B, Micro 900 | |
| 雨水 | | | | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | |
| サリン液 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | | | | ORP.. |
| 唾液 | | | | | | | | | | ● | ○ | |
| ソーセージ | | | | | | | | | ● | | | |
| 海水 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | |
| シャンプー | | | | | | | | ● | | | | |
| 皮膚 | | | | | | | | | | ● | | |
| 土壌抽出物 | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| 固形物 (中) | | | | | | | | | ● | | | |
| 固形物 (表面) | | | | | | | | | | ● | | |
| 地表水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ○ | | | | |
| 懸濁物 | | RJD | | | | | | ● | | | | ORP.. |
| プール水 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| トリス緩衝液 | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| 野菜ジュース | | | ○ | ● | ● | ● | | ○ | | | | |
| 野菜 | | | | | | | | | ● | | | |
| 排水 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | PtR |
| ワイン | | | ○ | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| ヨーグルト | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | |

2019年9月作成

お問い合わせ先



セントラル科学株式会社

本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 5-1-3 東京富山会館ビル TEL. 03-3812-9186(代)
 大 阪 支 店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル FAX. 03-3814-7538
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-1-9 雲電フレックスビル西館 TEL. 06-6392-1978(代)
 TEL. 052-265-9370(代)

☎ <https://aqua-csk.jp/>