

バイアル、標準液、洗浄バリデーション用スワブ・・・

# Sieversだけが提供できるTOCサポートツール

※どのメーカーのTOC計でも使用できます

## <青色ポリプロピレンケース入バイアル>



ダンボールを持ち込むことができない現場でも使用できるポリプロピレンケース入のバイアルセットです。TOC洗浄保証付。12本入りのセットも提供しています。

コード	SHMI90610-01
品名	クリーンルーム用 Blue TOCバイアル 40mL
	・ 72本入 ・ TOC 10ppb未満洗浄保証付

## <洗浄バリデーション用スワブ&バイアルセット>



洗浄バリデーションに使用するスワブとバイアルのセットです。TOC洗浄保証付。少量セット（バイアル 12本/スワブ 20本）やスワブのみの提供もしています。

コード	SAPK90600-01
品名	洗浄バリデーションキット
	・ バイアル 72本入り (TOC 10ppb未満洗浄保証付) ・ スワブ 80本入り (TOC 50ppb未満洗浄保証付)

## <洗浄バリデーション用前処理済バイアル>



ガラス表面へのタンパク質の付着を防止するために酸を入れています。

コード	SHMI90090-01
品名	40mL TOCバイアル <前処理済 >
	・ 72本入 ・ 85% H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 20μL 入 ・ TOC 35ppb未満洗浄保証付



セントラル科学株式会社

## <洗浄保証付プレクリンバイアル>



洗浄保証付のため、容器由来のコンタミを心配せずにサンプリングが可能です。

コード	SHMI90606
品名	40mL TOCバイアル
	・ 72本入 ・ TOC 10ppb未満洗浄保証付

## <褐色TOCバイアル>



外光の影響によるサンプルの分解を防ぐ褐色ガラス製バイアルです。洗浄保証付。

コード	SHMI90608-01
品名	40mL 褐色TOCバイアル
	・ 72本入 ・ TOC 10ppb未満洗浄保証付

## <導電率・TOC両用バイアル>



1本で導電率とTOCのサンプルを同時に採取するために開発されたバイアルです。

コード	SHMI77500-01
品名	30mL DUCTバイアル
	・ 30本入 ・ イオン性物質の溶出無 ・ TOC 10ppb未満洗浄保証付

## <キャップ&セプタ>



キャップ&セプタのみを交換することで、40mLバイアルを繰り返し利用できます。

コード	SHMI90607-01
品名	40mL バイアル用キャップ&セプタ
	・ 72個入 ・ TOC 10ppb未満洗浄保証付

お問い合わせ先



**セントラル科学株式会社**

〒112-0001  
東京都文京区白山5-1-3東京富山会館ビル  
TEL:03-3812-9186 FAX:03-3814-7538